



## Jeringas de microlitros, serie 7000

### Jeringas de microlitros, serie 7000

Estilo de punta 2 (pst2): punta de aguja sin núcleo biselada de 12° recomendada para la penetración del septo. Ideal para aplicaciones de cromatografía de gases.

Estilo de punta 3 (pst3): Punta de aguja roma (90°) para usar con válvulas de inyección HPLC. También se recomienda para aplicaciones en las que se requiere una dosificación exacta (por ejemplo, cromatógrafos de capa fina).

Estilo de punta 4 (pst4): Punta de aguja biselada de 10-12° recomendada para aplicaciones de ciencias de la vida; punta afilada para inyección en animales.

Estilo de punta 5 (pst5): Aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septos, vinilos de capa fina y plásticos sin sacar el núcleo; minimiza el daño del septo

Estilo de punta AS (pstAS): Punta de aguja especial de estilo cónico (8° de conicidad) diseñada para soportar las demandas de múltiples inyecciones; usada exclusivamente en jeringas de auto muestreo GC

El final del émbolo tiene una extensión del alambre de wolframio que se ajusta a toda la longitud hasta la punta, lo que da lugar a una jeringa de volumen muerto cero.



Code	Description	Packaging
LLG06050160	Microlitre syringes, 7105 KH, 5.0 µl	1 pz
LLG06204624	Microlitre syringes 7002 KH 2µl	1 pz
LLG06700111	Microliter syringe 7000.5/KH0,5 µl, (25	1 pz
LLG06801037	Microliter szringe 7102 KH2µl, (23/70/2	1 pz
LLG06802391	Microlitre syringes 7101KH1 µl (22/70/2	1 pz
LLG06802598	Microlitre syringes 7001 KH1 µl (25/70/	1 pz
LLG09221121	Microlitre syringes,with needle,Type 70	1 pz
LLG09221122	Microliter syringes,with needle,Type 70	1 pz
LLG09221125	Microliter syringes,with needle,Type 71	1 pz
LLG09221126	Microliter syringes,with needle,Type 70	1 pz
LLG09221131	Microliter syringes,with needle,Type 71	1 pz
LLG09221132	Microlitre syringes 7102KH2µl	1 pz
LLG09221590	Spec.Microlitre syribges 7000.5 KHOC(32	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*



