



Cánulas para jeringas de microlitros LT / TLL / TLLX

Cánulas para jeringas de microlitros LT / TLL / TLLX

Estilo de punta 2 (pst2): punta de aguja sin núcleo biselada de 12° recomendada para la penetración del septo. Ideal para aplicaciones de cromatografía de gases.

Estilo de punta 3 (pst3): Punta de aguja roma (90°) para usar con válvulas de inyección HPLC. También se recomienda para aplicaciones en las que se requiere una dosificación exacta (por ejemplo, cromatógrafos de capa fina).

Estilo de punta 4 (pst4): Punta de aguja biselada de 10-12° recomendada para aplicaciones de ciencias de la vida; punta afilada para inyección en animales.

Estilo de punta 5 (pst5): Aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septos, vinilos de capa fina y plásticos sin sacar el núcleo; minimiza el daño del septo

Estilo de punta AS (pstAS): Punta de aguja especial de estilo cónico (8° de conicidad) diseñada para soportar las demandas de múltiples inyecciones; usada exclusivamente en jeringas de auto muestreo GC

Extraíbles. Con conexión Luer de Kel-F. Todas las agujas hipodérmicas disponibles según especificación en longitudes de 10 mm a 1000 mm. Más estilos y diámetros disponibles bajo pedido. Aguja cimentada: 51 mm



Code	Description	Packaging
LLG09221607	Needles KF 722 S (22s/51/2)pack of 6/6	6 pz
LLG09221609	Needles KF 726s (26s/51/2)pack of 6At/6	6 pz
LLG09221620	Needles KF 720 (20/51/2)pack of 6Atte/6	6 pz
LLG09221621	Needles KF 721 (21/51/2)pack of 6Atte/6	6 pz
LLG09221622	Needles KF 722 (22/51/2)Pk qty.=6Attent	6 pz
LLG09221623	Needles KF 723 (23/51/2)pack of 6Atte/6	6 pz
LLG09221624	Needles KF 724 (24/51/2)pack of 6Atte/6	6 pz
LLG09221625	Needles KF 725 (25/51/2)pack of 6Atte/6	6 pz
LLG09221626	Needles for LT and TLL,length 51 mm,0/6	6 pz
LLG09221707	Needles KF 722s (22s/51/3)pack of 6At/6	6 pz
LLG09221709	KF needle (26s/51/3)pack of 6/6	6 pz
LLG09221720	KF needle (20/51/3)pack of 6/6	6 pz
LLG09221721	KF needle (21/51/3)pack of 6/6	6 pz
LLG09221722	Needles for LT and TLL,length 51 mm, 0,	6 pz
LLG09221723	KF needle (23/51/3)pack of 6/6	6 pz
LLG09221724	KF needle (24/51/3)pack of 6/6	6 pz
LLG09221726	KF needle (26/51/3)pack of 6/6	6 pz
LLG09221735	KF needle (25/51/3)pack of 6/6	6 pz





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

