




**Microjeringas, serie 1700/1000, con LT y estancas al gas**

**Microjeringas, serie 1700/1000, con LT y estancas al gas**

Cuerpo de vidrio con émbolo recubierto de PTFE, sellado y con Luer Tip (LT).  
Microjeringas hermética al gas sin aguja.



Code	Description	Packaging
LLG09221210	Microliter syringe 1710 LT W/S100 µl	1 pz
LLG09221225	Microliter syringe 1725 LT W/S250 µl	1 pz
LLG09221250	Microliter syringe 1750 LT W/S500 µl	1 pz
LLG09221251	Microliter syringe 1001 LTPTFE plunger	1 pz
LLG09221252	Microliter syringe 1002 LTPTFE plunger	1 pz
LLG09221255	Microliter syringe 1005 LTPTFE plunger	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

