




Microjeringas, serie 1700/1000, con LT y estancas al gas

Microjeringas, serie 1700/1000, con LT y estancas al gas

Cuerpo de vidrio con émbolo recubierto de PTFE, sellado y con Luer Tip (LT).
Microjeringas hermética al gas sin aguja.



Code	Description	Packaging
LLG09221210	Microliter syringe 1710 LT W/S100 µl	1 pz
LLG09221225	Microliter syringe 1725 LT W/S250 µl	1 pz
LLG09221250	Microliter syringe 1750 LT W/S500 µl	1 pz
LLG09221251	Microliter syringe 1001 LTPTFE plunger	1 pz
LLG09221252	Microliter syringe 1002 LTPTFE plunger	1 pz
LLG09221255	Microliter syringe 1005 LTPTFE plunger	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

