



## Jeringas de microlitros serie 1000

### Jeringas de microlitros serie 1000

Con puntas de émbolo de PTFE / Tipo Luer-Lock (TLL). Tipo TLLX con rosca hembra 6-32 UNC. Permite la conexión a los mecanismos del brazo impulsor, por ejemplo, diluidores/dispensadores MICROLAB serie 500. Jeringas herméticas al gas, sin aguja. TLLX = Tope de émbolo para no sobrecargar la junta de PTFE.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09221325 | Microlitre syringe 1001 TLL/MS1000 µl   | 1 pz      |
| LLG09221328 | Microlitre syringe 1001 TLLX1 ml, with  | 1 pz      |
| LLG09221330 | Microlitre syringe 1002 TLL2500 µl      | 1 pz      |
| LLG09221335 | Microlitre syringe 10052TLL5000 µl      | 1 pz      |
| LLG09221340 | Microlitre syringe 1010 TLL10000 µl     | 1 pz      |
| LLG09221345 | Microlitre syringe 1025 TLL25 ml        | 1 pz      |
| LLG09221347 | Microlitre syringe 1025TLL25000 µl      | 1 pz      |
| LLG09221348 | Microlitre syringe 1001 TLL1 ml, withou | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

