



Jeringas de microlitros serie 1000

Jeringas de microlitros serie 1000

Con puntas de émbolo de PTFE / Tipo Luer-Lock (TLL). Tipo TLLX con rosca hembra 6-32 UNC. Permite la conexión a los mecanismos del brazo impulsor, por ejemplo, diluidores/dispensadores MICROLAB serie 500. Jeringas herméticas al gas, sin aguja. TLLX = Tope de émbolo para no sobrecargar la junta de PTFE.



Code	Description	Packaging
LLG09221325	Microlitre syringe 1001 TLL/MS1000 µl	1 pz
LLG09221328	Microlitre syringe 1001 TLLX1 ml, with	1 pz
LLG09221330	Microlitre syringe 1002 TLL2500 µl	1 pz
LLG09221335	Microlitre syringe 10052TLL5000 µl	1 pz
LLG09221340	Microlitre syringe 1010 TLL10000 µl	1 pz
LLG09221345	Microlitre syringe 1025 TLL25 ml	1 pz
LLG09221347	Microlitre syringe 1025TLL25000 µl	1 pz
LLG09221348	Microlitre syringe 1001 TLL1 ml, withou	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

