



## Jeringas de microlitros serie 1000

### Jeringas de microlitros serie 1000

Con puntas de émbolo de PTFE / Tipo Luer-Lock (TLL). Tipo TLLX con rosca hembra 6-32 UNC. Permite la conexión a los mecanismos del brazo impulsor, por ejemplo, diluidores/dispensadores MICROLAB serie 500. Jeringas herméticas al gas, sin aguja. TLLX = Tope de émbolo para no sobrecargar la junta de PTFE.



Code	Description	Packaging
LLG09221325	Microlitre syringe 1001 TLL/MS1000 µl	1 pz
LLG09221328	Microlitre syringe 1001 TLLX1 ml, with	1 pz
LLG09221330	Microlitre syringe 1002 TLL2500 µl	1 pz
LLG09221335	Microlitre syringe 10052TLL5000 µl	1 pz
LLG09221340	Microlitre syringe 1010 TLL10000 µl	1 pz
LLG09221345	Microlitre syringe 1025 TLL25 ml	1 pz
LLG09221347	Microlitre syringe 1025TLL25000 µl	1 pz
LLG09221348	Microlitre syringe 1001 TLL1 ml, withou	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

