



Tubos de cultivo, vidrio DURAN[®], pequeños, sin reborde

DURAN Group

Tubos de cultivo, vidrio DURAN[®], pequeños, sin reborde

DIN 38411. Sin reborde . Para tapones tipo Kapsenberg. Tipo de vidrio I / vidrio neutro según USP, EP y JP. Esterilizables en autoclave. Pedir el tapón por separado.



Code	Description	Packaging
LLG09010046	Culture tubes,DURAN®,straight rim,f/100	100 pz
LLG09010048	Culture tubes,DURAN®,straight rim,f/100	100 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

