

**Fascos para cultivo, DURAN<sup>®</sup>****DURAN Group****Fascos para cultivo, DURAN<sup>®</sup>**

De vidrio DURAN<sup>®</sup>. Reborde recto. Para tapones tipo Kapsenberg. Tipo de vidrio 1 / vidrio neutro según USP, EP y JP. Esterilizable en autoclave.



Code	Description	Packaging
LLG09010050	Culture bottles,DURAN®,straight rim,for	1 pz
LLG09010060	Culture bottles,DURAN®,straight rim,for	1 pz
LLG09010070	Culture bottles,DURAN®,straight rim,for	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

