

**Desecadores Maxi 1-Black/Protect and Maxi 2-Black/Protect, PMMA****BOLA****Desecadores Maxi 1-Black/Protect and Maxi 2-Black/Protect, PMMA**

Estructura de aluminio, negra o naranja, paneles de vidrio acrílico no transparente que reducen la incidencia de la luz y protegen de la radiación ultravioleta.

Maxi 1-Black/Maxi 1-Protect: Que incluye cuatro estantes hechos de acero inoxidable, bandeja e higómetro, cuatro ruedecillas, utilizable con hasta 34 estantes.

Maxi 2-Black/Maxi 2-Protect: Dos compartimentos y dos puertas, que incluye cuatro estantes hechos de acero inoxidable, dos bandejas y dos higómetros, cuatro ruedecillas, utilizable con hasta 17 estantes por compartimento.

Especificaciones:

Paneles: negro o naranja

Material: PMMA

Resistencia a la temperatura: -20°C a +70°C

Carga máxima total por estante: 30 kg

Carga total plana:

Maxi 1-Black/Protect:

Maxi 2-Black/Protect:

160 kg

80 kg por compartimento



Code	Description	Packaging
LLG09042666	Sicco Maxi 1-Desiccator Protect 560x115	1 pz.
LLG09042667	Sicco Maxi 2-Desiccator Protect 560x115	1 pz.
LLG09042668	Sicco Maxi 1-Desiccator Black 560x1150x	1 pz.
LLG09042669	Sicco Maxi 2-Desiccator Black 560x1150x	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

