

**Soportes para el escurrido de recipientes que gotean, ABS****Bel-Art Products****Soportes para el escurrido de recipientes que gotean, ABS**

Una solución práctica y que ahorra espacio para el secado y almacenamiento de tubos y frascos del laboratorio de uso frecuente. Estos soportes se pueden colocar donde se precise y disponen de una base segura para un soporte seguro. El montaje en la pared facilita el secado por fuera de la mesa del laboratorio.

- plástico estable y fácil de limpiar
- Varillas de sujeción en 3 tamaños distintos que se pueden colocar en cualquiera de los orificios, así que se pueden enchufar distintos recipientes del laboratorio
- Algunos modelos son adecuados para fijar a la pared mediante asas (el material de fijación no está incluido en el material de suministro)
- Con canal o estría de desagüe



Code	Description	Packaging
LLG09003301	BEL-Art Draining standABS, 19 pegs, sin	1 pz.
LLG09003302	BEL-Art Draining standABS, 38 pegs, sin	1 pz.
LLG09003303	BEL-Art Draining standABS, 57 pegs, wal	1 pz.
LLG09003304	BEL-Art Draining standABS, 38 pegs, wal	1 pz.
LLG09003306	BEL-Art Draining standABS, 57 pegs, sin	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

