




Septums de tres capas para entrada de GC

Septums de tres capas para entrada de GC

Silicona de baja densidad entre dos capas de silicona de alta densidad.

Temperatura máxima de trabajo: 200 °C.



Code	Description	Packaging
LLG09221801	Three-layer septa,diam. 6,35mmpack o/12	12 pz
LLG09221802	Three-layer septa,diam. 8,00mmpack o/12	12 pz
LLG09221803	Three-layer septa,diam. 9 mm, pack o/12	12 pz
LLG09221804	Three-layer septa,diam. 9,50mmpack o/12	12 pz
LLG09221805	Three-layer septa,diam.11mm, pack of/12	12 pz
LLG09221806	Three-layer septa,diam. 12,70mmpack /12	12 pz
LLG09221807	Three-layer septa,diam. 11,00mmpack /12	12 pz
LLG09221808	Three-layer septa,diam. 16,00mmpack /12	12 pz
LLG09221809	Three-layer septa,diam. 12 mm, pack /12	12 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

