




## Septums de tres capas para entrada de GC

### Septums de tres capas para entrada de GC

Silicona de baja densidad entre dos capas de silicona de alta densidad. Temperatura máxima de trabajo: 200 °C.



Code	Description	Packaging
LLG09221801	Three-layer septa,diam. 6,35mmpack o/12	12 pz
LLG09221802	Three-layer septa,diam. 8,00mmpack o/12	12 pz
LLG09221803	Three-layer septa,diam. 9 mm, pack o/12	12 pz
LLG09221804	Three-layer septa,diam. 9,50mmpack o/12	12 pz
LLG09221805	Three-layer septa,diam.11mm, pack of/12	12 pz
LLG09221806	Three-layer septa,diam. 12,70mmpack /12	12 pz
LLG09221807	Three-layer septa,diam. 11,00mmpack /12	12 pz
LLG09221808	Three-layer septa,diam. 16,00mmpack /12	12 pz
LLG09221809	Three-layer septa,diam. 12 mm, pack /12	12 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

