

**Jeringas de vidrio FORTUNA OPTIMA[®]****Poulten & Graf****Jeringas de vidrio FORTUNA OPTIMA[®]**

Hechas de vidrio sodocálcico. Con boquilla central de vidrio o de metal luer (Luer o Luer-Lock). Sólo son intercambiables los émbolos y los cilindros con idéntico número de lote (entre jeringas de idéntica capacidad). Autoclavables hasta +134 °C. La graduación del ámbar es resistente a los ácidos y a los álcalis. Sólo para fines técnicos.



Code	Description	Packaging
LLG09222021	All-glass syringes, cap. 1 ml, glass cone	1 pz.
LLG09222022	All-glass syringes, cap. 2 ml, glass cone	1 pz.
LLG09222025	All-glass syringes, cap. 5 ml, glass cone	1 pz.
LLG09222030	All-glass syringes, cap. 10 ml, glass con	1 pz.
LLG09222032	All-glass syringes, cap. 20 ml, glass con	1 pz.
LLG09222035	All-glass syringes, cap. 50 ml, glass con	1 pz.
LLG09222061	All-glass syringes, cap. 1 ml, metal cone	1 pz.
LLG09222062	All-glass syringes, cap. 2 ml, metal cone	1 pz.
LLG09222065	All-glass syringes, cap. 5 ml, metal cone	1 pz.
LLG09222070	All-glass syringes, cap. 10 ml, metal con	1 pz.
LLG09222072	All-glass syringes, cap. 20 ml, metal con	1 pz.
LLG09222075	All-glass syringes, cap. 50 ml, metal con	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

