

**Gradilla para PCR de 96 pocillos, PP**

Heathrow Scientific LLC

Gradilla para PCR de 96 pocillos, PP

La tapa con bisagras extraíbles queda plana. Perfecto para el muestreo antes o después de la PCR. La robusta gradilla de polipropileno acomoda tubos individuales de 0.2ml o tiras de 8 o 12 tubos. Los pocillos tubulares se identifican fácilmente con números y letras en relieve. Autoclavable.



Code	Description	Packaging
LLG09409661	PCR-Rack 96-well assorted colours, pac/5	5 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

