



## Reguladores para cilindros de gas

### Reguladores para cilindros de gas

Según la norma EN ISO 2503. El cuerpo de la válvula y la tapa son de latón de alta calidad, prensado en caliente. Proporcionan un ajuste sensible de la presión de trabajo. La válvula de seguridad se abre hacia arriba.



Code	Description	Packaging
LLG09223701	Pressure regulators,oxygen,0-10 / 16 ba	1 pz
LLG09223705	Gas cylinder regulators, type 604acetyl	1 pz
LLG09223710	Pressure regulators,carbon dioxide,0-10	1 pz
LLG09223721	Pressure regulators,compressed air,0-10	1 pz
LLG09223731	Pressure regulators,hydrogen,0-10 / 16	1 pz
LLG09223741	Pressure regulators, nitrogen0-10 / 16	1 pz
LLG09223751	Pressure regulators,propane,0-1.5 / 2.5	1 pz
LLG09223752	Pressure reducer type 6550-1,5/2,5 prop	1 pz
LLG09223756	Pressure regulators,helium,0-4 / 6 bar	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

