



## Reguladores para cilindros de gas

### Reguladores para cilindros de gas

Según la norma EN ISO 2503. El cuerpo de la válvula y la tapa son de latón de alta calidad, prensado en caliente. Proporcionan un ajuste sensible de la presión de trabajo. La válvula de seguridad se abre hacia arriba.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09223701 | Pressure regulators,oxygen,0-10 / 16 ba | 1 pz      |
| LLG09223705 | Gas cylinder regulators, type 604acetyl | 1 pz      |
| LLG09223710 | Pressure regulators,carbon dioxide,0-10 | 1 pz      |
| LLG09223721 | Pressure regulators,compressed air,0-10 | 1 pz      |
| LLG09223731 | Pressure regulators,hydrogen,0-10 / 16  | 1 pz      |
| LLG09223741 | Pressure regulators, nitrogen0-10 / 16  | 1 pz      |
| LLG09223751 | Pressure regulators,propane,0-1.5 / 2.5 | 1 pz      |
| LLG09223752 | Pressure reducer type 6550-1,5/2,5 prop | 1 pz      |
| LLG09223756 | Pressure regulators,helium,0-4 / 6 bar  | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

