

**Fascos para tapones metálicos, DURAN[®]****DURAN Group****Fascos para tapones metálicos, DURAN[®]**

De vidrio DURAN[®]. Cuello recto. Tipo de vidrio 1 / vidrio neutro según USP, EP y JP.
Esterilizables en autoclave.



Code	Description	Packaging
LLG09010150	Culture media bottle 100 mlwith straigh	1 pz
LLG09010151	Culture media bottle 300 mlwith straigh	1 pz
LLG09010152	Culture media bottle 500 mlwith straigh	1 pz
LLG09010153	Culture media bottle 1000 mlwith straig	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

