

**Guantes desechables standard LLG, nitrilo, sin polvo****LLG Labware****Guantes desechables *standard* LLG, nitrilo, sin polvo**

Guantes de protección desechables en nitrilo con mayor comodidad de uso y mayor protección química - el guante estándar para el laboratorio.

-Cómodos de llevar**-Buena sensibilidad táctil**

-Producto de calidad probada hecho de nitrilo - excelente resistencia a los irritantes de la piel en los alimentos

-Más resistencia gracias a una formulación especial

-Para un solo uso en aplicaciones con una mayor necesidad de seguridad al manipular productos químicos

-Libres de ftalatos/suavizantes y proteínas alergénicas del látex

-Fáciles de poner y especialmente agradables para la piel gracias a un proceso de acabado especial

-Color azul - adecuados para zonas sujetas a las normas HACCP

-Cat. III Baja Resistencia química. AQL 1.5.

Según EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420 Aptos para la manipulación de alimentos.

Puede encontrar la lista de compatibilidad apropiada en www.llg-labware.com en la sección de descargas.

Forma del guante: Planos con borde enrollado (ambidiestros)

Material: nitrilo

Color: azul

Cara exterior: texturizado

Cara interior: halogenada sin polvo

Talla / longitud total: S, M, L, XL / med. 240 mm

Grosor (**medido en doble capa**): **0,16 mm**





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

