

**Guantes desechables strongLLG, nitrilo, sin polvo****LLG Labware****Guantes desechables strongLLG, nitrilo, sin polvo**

Guantes de protección desechables de nitrilo, de paredes gruesas, que ofrecen una mayor resistencia al tiempo contra muchos productos químicos. Un guante de protección para aplicaciones con requisitos de seguridad más altos, pero que proporciona un mayor confort de uso que los guantes de protección química tradicionales.

**-Muy robustos - mayor espesor del material**

-Producto de calidad probada hecho de nitrilo - excelente resistencia a los irritantes de la piel en los alimentos

-Más resistencia gracias a una formulación especial

-Para un solo uso en aplicaciones con una mayor necesidad de seguridad al manipular productos químicos

-Libres de ftalatos/suavizantes y proteínas alergénicas del látex

-Fáciles de poner y especialmente agradables para la piel gracias a un proceso de acabado especial

-Color azul - adecuados para zonas sujetas a las normas HACCP

**Cat. III baja resistencia química. AQL 1.5.**

Según EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420 Aptos para la manipulación de alimentos.

Puede encontrar la lista de compatibilidad apropiada en [www.llg-labware.com](http://www.llg-labware.com) en la sección de descargas.

Forma del guante: planos con borde enrollado (ambidiestros)

Material: nitrilo

Color: azul

Cara exterior: texturizada

Cara interior: halogenada sin polvo

Talla / longitud total: S, M, L, XL / med. 240 mm

Grosor (**medido en doble capa**): **0,22 mm**





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

