



Agitatore a disco rotante LLG-uniLOOPMIX 2

LLG Labware

Agitatore a disco rotante LLG-uniLOOPMIX 2.

Agitatore analogico a disco rotante per gentile ed efficace miscelazione di campioni. Adatto per tutti i campioni biologici. Con molle facilmente intercambiabili che consentono una **rapida pulizia** dell'agitatore.

Massimo numero di provette 48 x 1,5 ml, 16 x 5 o 15 ml, 8 x 50 ml. Può essere equipaggiato per uso parallelo di provette con diverse dimensioni.

- Design compatto
- Alloggiamento facile da pulire
- Piedini antiscivolo regolati con vite
- Fermagli aggiuntivi su richiesta

La fornitura include: Agitatore a disco con 12 fermagli cad. per provette da 2 ml, 15 ml e 50 ml.

Caratteristiche

- Tipo di movimento:
- Velocità: rotatorio
- 0 ... 80 min -1
- Angolo rotazione: 360°
- Peso massimo agitolabile (con accessorio): 2 kg
- Umidità relativa ammessa:
- Temperatura ambiente ammessa: 80 %
- 5 ... 40 °C
- Potenza motore assorbita / erogata: 20 W
- Dimensioni (L x P x H): 220 x 300 x 310 mm
- Grado di protezione: IP 21
- Alimentazione: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
- Garanzia: 3 anni



Code	Description	Packaging
LLG06263665	Agitatore a piatto rotante uniLOOPMIX2, analogico	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

