

**Mezclador rotativo LLG-uniLOOPMIX 2**

LLG Labware

**Mezclador rotativo LLG-uniLOOPMIX 2**

Mezclador rotativo analógico para una mezcla de muestras suave y eficaz.

Adecuado para todas las muestras biológicas. Con pinzas fácilmente intercambiables que permiten una **limpieza rápida** del mezclador.

Para un máximo de 48 tubos de 1,5 ml, 16 tubos de 5 o 15 ml, 8 tubos de 50 ml.

También para el uso paralelo de diferentes tamaños, se puede equipar individualmente.

- Diseño compacto
- Carcasa fácil de limpiar
- Antideslizante, pies roscados regulables
- Abrazaderas adicionales a petición

**Material de suministro:** Mezclador rotativo incl. 12 pinzas para tubos de 2 ml, 15 ml y 50 ml

**Especificaciones**

**Tipo de movimiento:**

**Velocidad: rotativo**

**0 ... 80 min -1**

**Ángulo de rotación: 360°**

**Peso de agitación permitido (incluye fijación): 2 kg**

**Humedad relativa permisible:**

**Temperatura ambiente permisible: 80 %**

**5 ... 40 °C**

**Potencia del motor entrada/salida: 20 W**

**Dimensiones (An x L x Alt): 220 x 300 x 310 mm**

**Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50/60 Hz**

**Grado de protección: IP 21**

**Garantía: 3 años**



Code	Description	Packaging
LLG06263665	LLG-uniLOOPMIX 2, Loop rotator with E/1	1 pz
LLG06263666	LLG-uniLOOPMIX 2, Loop rotator with U/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

