

**Mezclador rotativo LLG-uniLOOPMIX 2****LLG Labware****Mezclador rotativo LLG-uniLOOPMIX 2**

Mezclador rotativo analógico para una mezcla de muestras suave y eficaz. Adecuado para todas las muestras biológicas. Con pinzas fácilmente intercambiables que permiten una **limpieza rápida** del mezclador.

Para un máximo de 48 tubos de 1,5 ml, 16 tubos de 5 o 15 ml, 8 tubos de 50 ml. También para el uso paralelo de diferentes tamaños, se puede equipar individualmente.

- Diseño compacto
- Carcasa fácil de limpiar
- Antideslizante, pies roscados regulables
- Abrazaderas adicionales a petición

Material de suministro: Mezclador rotativo incl. 12 pinzas para tubos de 2 ml, 15 ml y 50 ml

Especificaciones

Tipo de movimiento:

Velocidad: rotativo

0 ... 80 min⁻¹

Ángulo de rotación: 360°

Peso de agitación permitido (incluye fijación): 2 kg

Humedad relativa permisible:

Temperatura ambiente permisible: 80 %

5 ... 40 °C

Potencia del motor entrada/salida: 20 W

Dimensiones (An x L x Alt): 220 x 300 x 310 mm

Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Grado de protección: IP 21

Garantía: 3 años



Code	Description	Packaging
LLG06263665	LLG-uniLOOPMIX 2, Loop rotator with E/1	1 pz
LLG06263666	LLG-uniLOOPMIX 2, Loop rotator with U/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

