



## Tapones, de goma, con reborde reversible

### Tapones, de goma, con reborde reversible

Estos tapones garantizan un sellado perfecto incluso con bordes mal acabados en botellas de vidrio o plástico. La parte superior del tapón tiene un septum que se puede perforar con una aguja hipodérmica. El ajuste muy seguro evita la apertura accidental.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

