

**Tapones de aluminio, aluminio puro**

schuett-biotec

**Tapones de aluminio, aluminio puro**

Acabado mate. Sin clips internos. Tapones sueltos para cerrar herméticamente los frascos de cultivo y otros recipientes. También pueden ser usado como portamuestras abierto. Autoclavables.



Code	Description	Packaging
LLG09230821	ALU caps,Aluminium,11 x 25 mm high,/100	100 pz.
LLG09230822	ALU caps,Aluminium,12 x 25 mm high,/100	100 pz.
LLG09230823	ALU caps,Aluminium,13 x 25 mm high,/100	100 pz.
LLG09230824	ALU caps,Aluminium,14 x 25 mm high,/100	100 pz.
LLG09230825	ALU caps,Aluminium,15 x 30 mm high,/100	100 pz.
LLG09230826	ALU caps,Aluminium,16 x 30 mm high,/100	100 pz.
LLG09230827	ALU caps,Aluminium,17 x 30 mm high,/100	100 pz.
LLG09230828	ALU caps,Aluminium,18 x 30 mm high,/100	100 pz.
LLG09230829	ALU caps,Aluminium,20 x 30 mm high,/100	100 pz.
LLG09230830	ALU caps,Aluminium,22 x 30 mm high,/100	100 pz.
LLG09230831	ALU caps,Aluminium,28 x 30 mm high,/100	100 pz.
LLG09230832	ALU caps,Aluminium,32 x 30 mm high,/100	100 pz.
LLG09230833	ALU caps,Aluminium,39 x 30 mm high,p/10	10 pz.
LLG09230834	ALU caps,Aluminium,44 x 40 mm high,p/10	10 pz.
LLG09230835	ALU caps,Aluminium,48 x 40 mm high,p/10	10 pz.
LLG09230836	ALU caps,Aluminium,55 x 40 mm high,p/10	10 pz.
LLG09230837	ALU caps,Aluminium,60 x 40 mm high,p/10	10 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

