

**Tapones de celulosa LLG, Steristoppers[®]****LLG Labware****Tapones de celulosa LLG, Steristoppers[®]**

Celulosa, 100% biodegradables y esterilizables en autoclave. Steristoppers[®] ha demostrado ser un excelente sellado para muestras microbiológicas y cultivos de tejidos en tubos de ensayo y matraces Erlenmeyer. Se utilizan constantemente en muchos laboratorios microbiológicos europeos.

- Autoclavables
- Filtran bacterias
- Esterilizables
- Permeables al aire



Code	Description	Packaging
LLG07210063	LLG-Steristoppers® no. 27for vials/ 1000	1000 pz.
LLG07600688	LLG-Steristoppers® no. 36for vials /600	600 pz.
LLG07628015	LLG-Steristoppers® no. 13Hfor vial/ 1000	1000 pz.
LLG09231205	LLG-Steristoppers® no. 5 Sfor vial/ 1000	1000 pz.
LLG09231210	LLG-Steristoppers® no. 10for vials/ 1000	1000 pz.
LLG09231211	LLG-Steristoppers® no. 12for vials/ 1000	1000 pz.
LLG09231212	LLG-Steristoppers® no. 13for vials/ 1000	1000 pz.
LLG09231214	LLG-Steristoppers® no. 14for vials/ 1000	1000 pz.
LLG09231215	LLG-Steristoppers® no. 15for vials /500	500 pz.
LLG09231216	LLG-Steristoppers® no. 14,5for tub/ 1000	1000 pz.
LLG09231218	LLG-Steristoppers® no. 18for vials /500	500 pz.
LLG09231220	LLG-Steristoppers® no. 20for vials /400	400 pz.
LLG09231225	LLG-Steristoppers® no. 23,5 Pfor vials	500 pz.
LLG09231226	LLG-Steristoppers® no. 26for vials /500	500 pz.
LLG09231232	LLG-Steristoppers® no. 32for vials /100	100 pz.
LLG09231233	LLG-Steristoppers® no. 32 Pfor vial/150	150 pz.
LLG09231234	LLG-Steristoppers® no. 34for vials /150	150 pz.
LLG09231237	LLG-Steristoppers® no. 37for vials /100	100 pz.
LLG09231238	LLG-Steristoppers® no. 38for vials /100	100 pz.
LLG09231240	LLG-Steristoppers® no. 40 P (fit)fo/100	100 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09231245	LLG-Steristoppers® no. 45 P (fit)for/75	75 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

