

**Tapones de metal, Labocap con mango, aluminio**

schuett-biotec

Tapones de metal, Labocap con mango, aluminio

Anodizados en una selección de colores. Para el cierre estéril, pero no hermético, de los frascos.

Con resortes de acero de níquel que se sujetan a la pared exterior del contenedor.

Autoclavables.

Consejos de limpieza disponibles a petición.



Code	Description	Packaging
LLG09231326	LABOCAP caps 15/16 mm, yellowwith g/100	100 pz.
LLG09231327	LABOCAP caps 15/16 mm, greenwith gr/100	100 pz.
LLG09231328	LABOCAP caps 15/16 mm, blackwith gr/100	100 pz.
LLG09231329	LABOCAP caps 15/16 mm, violetwith g/100	100 pz.
LLG09231330	LABOCAP caps 17/18 mm, yellowwith g/100	100 pz.
LLG09231331	LABOCAP caps 17/18 mm, greenwith gr/100	100 pz.
LLG09231332	LABOCAP caps 17/18 mm, blackwith gr/100	100 pz.
LLG09231333	LABOCAP caps 17/18 mm, violettwith /100	100 pz.
LLG09231345	LABOCAP caps 15/16 mm, silverwith g/100	100 pz.
LLG09231347	LABOCAP caps 17/18 mm, silverwith g/100	100 pz.
LLG09231403	LABOCAP caps 15/16 mm, bluewith gri/100	100 pz.
LLG09231404	LABOCAP caps 17/18 mm, bluewith gri/100	100 pz.
LLG09231413	LABOCAP caps 15/16 mm, redwith grip/100	100 pz.
LLG09231414	LABOCAP caps 17/18 mm, redwith grip/100	100 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

