

**Tapones metálicos, Erlenmeyer, aluminio**

schuett-biotec

Tapones metálicos, Erlenmeyer, aluminio

Anodizados en una selección de colores.

Tapones especiales para el cierre estéril, pero no hermético, de frascos de cultivo y botellas para medios de cultivo con cuellos rectos, con reborde o sin él, como se indica. Con resortes de acero de níquel que se sujetan a la pared exterior del recipiente.

Se puede solicitar asesoramiento sobre la limpieza.



Code	Description	Packaging
LLG09231456	ERLENMEYER-CAP caps,silver37/39 mm, Pk	10 pz.
LLG09231457	ERLENMEYER-CAP caps,blue37/39 mm, Pk qt	10 pz.
LLG09231458	ERLENMEYER-CAP caps,red37/39 mm, Pk qty	10 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

