



Tapones de cierre para tubos de ensayo, de silicona Versilic

Tapones de cierre para tubos de ensayo, de silicona Versilic

Translúcidos. Ajuste perfecto. De manejo agradable. En realidad, los tapones se fabrican con un $\varnothing$ interior ligeramente menor, ajustándose muy bien, por lo que son muy seguros.



Code	Description	Packaging
LLG09231510	Test tube cap, Versilic Silicone, type	1 pz.
LLG09231512	Test tube cap, Versilic Silicone, type	1 pz.
LLG09231514	Test tube cap, Versilic Silicone, type	1 pz.
LLG09231516	Test tube cap, Versilic Silicone, type	1 pz.
LLG09231518	Test tube cap, Versilic Silicone, type	1 pz.
LLG09231520	Test tube cap, Versilic Silicone, type	1 pz.
LLG09231522	Test tube cap, Versilic Silicone, type	1 pz.
LLG09231530	Test tube cap, Versilic Silicone, type	1 pz.
LLG09231532	Test tube cap, Versilic Silicone, type	1 pz.
LLG09231536	Test tube cap, Versilic Silicone, type	1 pz.
LLG09231541	Test tube cap, Versilic Silicone, type	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

