


**Caja con guantes Mini, PMMA****BOLA****Caja con guantes Mini, PMMA**

Para facilitar el manejo de pequeñas cantidades en un espacio de trabajo cerrado. Fácilmente transportable debido a su peso ligero. Paneles y panel base de vidrio acrílico, con orificios para guantes laterales con puertos Iris (uno en el lado derecho, otro en el lado izquierdo). Los puertos Iris pueden ser fácilmente intercambiados por puertos de guantes estándar con un diámetro de 190 mm para permitir un sellado hermético.

**Especificaciones****Capacidad: 34 l****Dimensiones externas (An x L x Alt):****Dimensiones internas (An x L x Alt): 300 x 400 x 400 mm****290 x 390 x 390 mm****Capacidad máxima de carga: 10 kg****Abertura laterales: Diam. 190 mm****Rango de temperatura de trabajo: -20 a +70 °C**

Code	Description	Packaging
LLG06283002	Sicco Mini-Glove Box, clear, PMMA 300/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

