

**Relé de laboratorio TST-tr****Heju****Relé de laboratorio TST-tr**

Listo para conectar. Con circuito separado galvánicamente. Carcasa de plástico aislada según VDE. Conexión de encendido y apagado multipolar. En caso de falta de contacto con la sonda el relé no funcionará. Indicador de estado de la conexión. Medidas (largo x ancho x alto) 120 x 80 x 85 mm. Potencia de conmutación: 220 V / 10 A resistencia óhmica pura.



Code	Description	Packaging
LLG09234253	Laboratory relay for contact thermomete	1 pz
LLG09234254	Laboratory relay TST tr-ETfor connectio	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

