

**Soporte Labo-Clip****Amarell****Soporte Labo-Clip**

Soporte estable para sujetar tubos de ensayo, termómetros, electrodos de pH y otros instrumentos del laboratorio en recipientes del laboratorio (por ejemplo, en vasos de precipitados). Amplia resistencia química, con una placa de goma de espuma flexible y fuerte donde se han perforado 5 orificios de distintos diámetros. Los componentes metálicos pueden resistir la corrosión. De -40 °C hasta 120 °C.



Code	Description	Packaging
LLG09234990	Labo-Clipfor holding thermometers etc.	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

