

**Soporte Labo-Clip****Amarell****Soporte Labo-Clip**

Soporte estable para sujetar tubos de ensayo, termómetros, electrodos de pH y otros instrumentos del laboratorio en recipientes del laboratorio (por ejemplo, en vasos de precipitados). Amplia resistencia química, con una placa de goma de espuma flexible y fuerte donde se han perforado 5 orificios de distintos diámetros. Los componentes metálicos pueden resistir la corrosión. De -40 °C hasta 120 °C.



Code	Description	Packaging
LLG09234990	Labo-Clipfor holding thermometers etc.	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

