



## Soporte para placas de Petri

### Soporte para placas de Petri

Construido en alambre de acero, como se indica a continuación. Adecuado para placas de diámetro 100 mm, diámetro interior aprox. 102 mm, altura interior aprox. 230 mm. Para aprox. 10 placas de Petri.



Code	Description	Packaging
LLG09908127	Petri dish holder, 230mm, stainless steel	1 pz.
LLG09908128	Petri dish holder, 230mm, white nylon coating	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

