


**Termómetro para bajas temperaturas LLG, -200 a 30 °C****LLG Labware****Termómetro para bajas temperaturas LLG, -200 a 30 °C**

Apto para calibración oficial. Escala cerrada, de 8 a 9 mm de diámetro, con escala de vidrio translúcido y sello Richter. Capilar de medición prismático, sin recubrimiento. El termómetro de -200 a 30°C tiene un capilar de medición azul luminoso y está relleno de pentano. Otros termómetros están disponibles, tolueno rojo relleno con capilar de medición sin recubrimiento. Graduado cada 1°C.



Code	Description	Packaging
LLG09235705	LLG-Low-temperature laboratory thermome	1 pz
LLG09235710	LLG-Low-temperature laboratory thermome	1 pz
LLG09235720	LLG-Low-temperature laboratory thermome	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

