




Termómetros, junta esmerilada

Termómetros, junta esmerilada

Con macho NS 14,5/23. Tipo de escala cerrada. Escala de vidrio translúcido.
Sección superior aprox. 11 mm de diámetro, sección inferior 7,5 mm de diámetro. Sello de acabado Richter-top sin botón. Aptos para calibración oficial.



Code	Description	Packaging
LLG09236021	Thermometers -10...+150:0,5°Cred filled	1 pz.
LLG09236022	Thermometers -10...+150:0,5°Cred filled	1 pz.
LLG09236023	Thermometers -10...+250:1°Cblue filled,	1 pz.
LLG09236024	Thermometers -10...+360:1°Cred filled,	1 pz.
LLG09236025	Thermometers-10...+150:1°Cred filled, 1	1 pz.
LLG09236026	Thermometers -10...+150:0,5°Cred filled	1 pz.
LLG09236027	Thermometers -10...+250:1°Cred filled,	1 pz.
LLG09236028	Thermometers -10...360:1°Cred filled, 1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

