



Termómetro de nevera

Termómetro de nevera

Plástico, con montaje de lazo o de gancho. Rango de medición -40 a 40 °C. Graduado cada 1°C.
Dimensiones (L x diám.) 185 x 20 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09242340	Refrigerator thermometer 185x20 mm, plas	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

