



Detergente ProCare Lab 30 C

Detergente ProCare Lab 30 C

Líquido, ácido (a base de ácido cítrico), versátil, libre de tensioactivos y fosfatos. Buena protección del material y para los residuos solubles en ácidos.

Adecuado para: Acero inoxidable, vidrio de laboratorio, cerámica, plásticos (PE, PP, PVDF, PTFE), adicionalmente adecuado para la neutralización de aluminio no anodizado.

No apto para: Aleaciones ligeras y metales no ferrosos, piezas de cromo y nicho, aluminio anodizado, adicionalmente no apto para la prelimpieza ácida de aluminio no anodizado.



Code	Description	Packaging
LLG06281519	ProCare Lab 30 C, 5 L	1 pz.
LLG06281520	ProCare Lab 30 C, 10 L	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

