

**Tubos de cultivo, vidrio de borosilicato 3.3, tapón de rosca****schuett-biotec****Tubos de cultivo, vidrio de borosilicato 3.3, tapón de rosca**

Para el cultivo, transporte y almacenamiento. Pared robusta, espesor 1,1 mm. Boca ancha para una fácil inoculación y limpieza. Completos con tapón de rosca de aluminio o plástico y junta de goma. Autoclavables.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09010612 | Test tubes with aluminium screw cap/100 | 100 pz.   |
| LLG09010613 | Test tubes with plastic screw cap,b/100 | 100 pz.   |
| LLG09010620 | Test tubes with plastic screw cap,b/100 | 100 pz.   |
| LLG09190600 | Test tubes with Aluminium screw cap,cap | 100 pz.   |
| LLG09190605 | Test tubes with plastic screw cap,cap.  | 100 pz.   |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

