

**Provette in vetro con Tappo a vite, Vetro borosilicato****schuett-biotec**

Provette in vetro con tappo a vite, vetro borosilicato. Vetro borosilicato. Sterilizzabili. Per la crescita, il trasporto e lo stoccaggio di colture. Spessore parete 1,1 mm. Collo largo per una facile inoculazione e pulizia. Complete di tappo a vite in plastica o alluminio e guarnizione in gomma. Volume da 15 ml specifico per l'impiego in centrifughe.



Code	Description	Packaging
LLG09010612	Provette in vetro 15 ml, Ø 16 mm, Altezza 98 mm, Tappo a vite Alluminio	100 pz
LLG09010613	Provette in vetro 15 ml, Ø 16 mm, Altezza 98 mm, Tappo a vite Plastica	100 pz
LLG09010620	Provette in vetro 50 ml, Ø 25 mm, Altezza 150 mm, Tappo a vite Plastica	100 pz
LLG09190600	Provette in vetro 20 ml, Ø 16 mm, Altezza 150 mm, Tappo a vite Alluminio	100 pz
LLG09190605	Provette in vetro 20 ml, Ø 16 mm, Altezza 150 mm, Tappo a vite Plastica	100 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

