

**Tubos de cultivo, vidrio de borosilicato 3.3, tapón de rosca**

schuett-biotec

Tubos de cultivo, vidrio de borosilicato 3.3, tapón de rosca

Para el cultivo, transporte y almacenamiento. Pared robusta, espesor 1,1 mm. Boca ancha para una fácil inoculación y limpieza. Completos con tapón de rosca de aluminio o plástico y junta de goma. Autoclavables.



Code	Description	Packaging
LLG09010612	Test tubes with aluminium screw cap/100	100 pz.
LLG09010613	Test tubes with plastic screw cap,b/100	100 pz.
LLG09010620	Test tubes with plastic screw cap,b/100	100 pz.
LLG09190600	Test tubes with Aluminium screw cap,cap	100 pz.
LLG09190605	Test tubes with plastic screw cap,cap.	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

