



Termómetro digital ama-digit ad 14 th

Termómetro digital ama-digit ad 14 th

Margen de medición: -35 a 500 °C en pasos de 1 °C. Fácil manejo, rápida reacción. Medidas (largo x ancho x alto): 90 x 60 x 25 mm. Con sonda de acero inoxidable de aprox. 100 x 2,5 mm. Incluye batería.



Code	Description	Packaging
LLG09243100	Digital thermometer, -35° - +500° C : 1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

