



## Termómetro digital ama-digit ad 20 th

### Termómetro digital ama-digit ad 20 th

Rango de temperatura: -50 a 300 °C. Resolución 0,1 °C de -50 a 180 °C, 1 °C para el resto del rango. Dimensiones (An x L x Alt) 90 x 60 x 25 mm. Con batería. Para las sondas de temperatura adecuadas, consulte los códigos 9.243 111 a 114.



Code	Description	Packaging
LLG09243102	Digital thermometer, -50 -+300°C : 0,1°	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

