

**Minitermómetro digital****Testo****Minitermómetro digital**

Para una rápida medición con buena exactitud. Pequeño y manejable. Utilizable como termómetro de inmersión/penetración con vaina protectora para la sonda, o como termómetro superficial con punta de medición de \varnothing 1,6 mm. Incluye pila.

Precisión: ± 1 °C (-10 ... 99,9 °C)

± 2 °C (-30 ... -10,1 °C)

± 2 % del valor medido (100 ... 150 °C)



Code	Description	Packaging
LLG06235640	Mini-thermometer -50...+150°Clength 133	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

