

**Minitermómetro digital****Testo****Minitermómetro digital**

Para una rápida medición con buena exactitud. Pequeño y manejable. Utilizable como termómetro de inmersión/penetración con vaina protectora para la sonda, o como termómetro superficial con punta de medición de  $\varnothing$  1,6 mm. Incluye pila.

Precisión:  $\pm 1$  °C (-10 ... 99,9 °C)

$\pm 2$  °C (-30 ... -10,1 °C)

$\pm 2$  % del valor medido (100 ... 150 °C)



Code	Description	Packaging
LLG06235640	Mini-thermometer -50...+150°C length 133	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

