

**Mechero eléctrico Bunsen BA6101****Electrothermal****Mechero eléctrico Bunsen BA6101**

Bunsen eléctrico que combina las ventajas de un mechero de gas habitual con la de una manta o camisa eléctrica de manejo fácil y limpio. El Bunsen eléctrico es ideal para calentar tubos de ensayo, crisoles, frascos y recipientes pequeños, independientemente de su forma.

- Elemento calefactor de forma cónica que dirige calor a la cavidad superior
- La capucha superior desvía el calor de tu mano
- La circulación del aire de la carcasa ventilada mantiene la base fría para que se pueda agarrar durante su manejo
- Resistente a la corrosión

Especificaciones

Consumo de potencia: 400W

Dimensiones (diám. x Alt): 120 x 177 mm

Peso: 0,5 kg

Rango de temperatura: 800 a 1000 °C



Code	Description	Packaging
LLG04011122	Electric Bunsen burner BA 6101/C elemen	1 pz.
LLG09018691	Electric Bunsen burner BA 6101 element	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

