

**Balanza para colgar HCB****Kern & Sohn****Balanza para colgar HCB**

Las balanzas manuales para cargas superiores.

- Ideal para el pesaje de control rápido en entrada y salida de mercancías
  - Función Data-Hold: Para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse la indicación de diversas maneras. Bien automáticamente en caso del paro del pesaje, o manualmente, pulsando la tecla Hold
  - Indicación de la carga máxima (Peak-Hold), frecuencia de medición 5 Hz
  - Pantalla LCD, altura de dígitos 12 mm
  - Lista para el uso: 3 x 1.5 V AA de serie, tiempo de funcionamiento aprox. 300 h
- Dimensiones (AnxLxAlt): 80 x 45 x 150 mm



Code	Description	Packaging
LLG06201752	electronical hanging balance HCB 200K50	1 pz.
LLG06206835	electronical hanging balance HCB 20K10	1 pz.
LLG06225876	electronical hanging balance HCB 50K20	1 pz.
LLG06230356	electronical hanging balance HCB 200K10	1 pz.
LLG07616709	electronical hanging balance HCB 50K100	1 pz.
LLG07650037	electr. hanging balance HCB 100K200 100	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

