



Balanza para colgar HCB

Kern & Sohn

Balanza para colgar HCB

Las balanzas manuales para cargas superiores.

-Ideal para el pesaje de control rápido en entrada y salida de mercancías

-Función Data-Hold: Para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse la indicación de diversas maneras. Bien automáticamente en caso del paro del pesaje, o manualmente, pulsando la tecla Hold

-Indicación de la carga máxima (Peak-Hold), frecuencia de medición 5 Hz

-Pantalla LCD, altura de dígitos 12 mm

-Lista para el uso: 3 x 1.5 V AA de serie, tiempo de funcionamiento aprox. 300 h

Dimensiones (AnxLxAlt): 80 x 45 x 150 mm



Code	Description	Packaging
LLG06201752	electronical hanging balance HCB 200K50	1 pz.
LLG06206835	electronical hanging balance HCB 20K10	1 pz.
LLG06225876	electronical hanging balance HCB 50K20	1 pz.
LLG06230356	electronical hanging balance HCB 200K10	1 pz.
LLG07616709	electronical hanging balance HCB 50K100	1 pz.
LLG07650037	electr. hanging balance HCB 100K200 100	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

