

**Embudos rápidos Urbanti TPX****Bel-Art Products****Embudos rápidos Urbanti TPX**

Transparentes. Para filtración de alta velocidad. Los nervios helicoidales internos para aumentar la velocidad de filtración.

- Plástico de polimetilpenteno
- Los nervios exteriores verticales evitan la esclusa de aire
- Autoclavables
- No se ven afectados por líquidos corrosivos
- Resistentes al calor hasta 177 °C



Code	Description	Packaging
LLG09251391	Urbanti rapid funnels,TPX,diam. 51 mm	1 pz.
LLG09251392	Urbanti rapid funnels,TPX,diam. 70 mm	1 pz.
LLG09251393	Urbanti rapid funnels,TPX,diam. 70 mm	1 pz.
LLG09251394	Urbanti rapid funnels,TPX,diam. 100 mm	1 pz.
LLG09251395	Urbanti rapid funnels,TPX,diam. 140 mm	1 pz.
LLG09251396	Urbanti rapid funnels,TPX,diam. 196 mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

