

**Micropipetas de desplazamiento positivo Acura[®] capilar 846****Socorex****Micropipetas de desplazamiento positivo Acura[®] capilar 846**

Micropipetas de alto rendimiento de desplazamiento positivo con un tubo capilar intercambiable de vidrio y un émbolo con punta de ETFE.

El asa, y la activación suave del émbolo permiten mayor comodidad en la manipulación de líquidos viscosos, de soluciones espumosas y disolventes volátiles.

Cinco modelos cubren un rango de 1 a 200 µl.

- Forma delgada del cuerpo, cómodo reposa dedos
- Activación suave del émbolo
- Fiables, ajuste de volumen por pasos
- Los códigos de color coinciden en las pipetas, émbolos y capilares
- Acero inoxidable, émbolo con punta de ETFE
- Tres años de garantía



Code	Description	Packaging
LLG06263911	Acura® capillar 846, microe pipette 1 -	1 pz.
LLG06263912	Acura® capillar 846, microe pipette 5 -	1 pz.
LLG06263913	Acura® capillar 846, microe pipette 10	1 pz.
LLG06263914	Acura® capillar 846, microe pipette 60	1 pz.
LLG06263915	Acura® capillar 846, microe pipette 100	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

